







# Mode de préparation du Modigraf (tacrolimus) chez l'enfant

<p><b>Etape 1 :</b>  <u>Préparation du matériel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gants + carré protection bleu</li> <li>- 2 seringues orales/entérales ENFIT adaptées à la dose + 1 canule de prélèvement ENFIT (« canule intrarectale ») + 2 bouchons violets</li> <li>- Henniez + bouchon ENFIT + 1 gobelet</li> </ul> 	<p><b>Etape 2 :</b>  <u>Travailler de manière à éviter de contaminer l'environnement et avec des gants</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélever le volume d'eau nécessaire dans la bouteille d'Henniez : min 0.4 mL pour 0.2 mg et 2 mL pour 1 mg (max 50 mL)</li> <li>- Verser le volume d'eau dans le gobelet</li> </ul> 	<p><b>Etape 3 :</b>  <u>Ouvrir le nombre de sachets dose prescrits</u></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapoter le (les) sachets pour verser les granulés dans le gobelet contenant le volume d'eau</li> <li>- Remuez doucement le gobelet jusqu'à dilution des granulés</li> </ul>	
<p><b>Etape 4 :</b>  <u>Prélèvement de la dose</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec la seringue et la canule de prélèvement, prélever toute la dose du gobelet</li> <li>- Retirer le contenu de la canule en tirant sur le piston de la seringue à la verticale</li> <li>- Enlever la canule</li> <li>- Etiquetter la seringue et bouchonner</li> </ul>  	<p><b>Etape 5 :</b>  <u>Rinçage du gobelet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélever un volume d'eau au minimum équivalent au premier (peut être plus grand) avec la 2<sup>e</sup> seringue</li> <li>- Mettre la canule</li> <li>- Rincer le gobelet avec le volume d'eau</li> <li>- Prélever la totalité du volume de rinçage, retirer la canule</li> <li>- Bouchonner la seringue</li> </ul> 	<p><b>Etape 6 :</b>  <u>Administration de la dose</u></p> <p>Administrez le contenu des deux seringues à l'enfant (la dose et le volume de rinçage) à chaque horaire</p> <p>NB : possible aussi que le patient boive la dose et le vol. de rinçage à même le gobelet</p> <p><b>Quand ?</b>          Horaires pour tous les patients : 8h00 et 20h00          Doses à re préparer à chaque horaire</p> <p><b>Elimination du matériel ?</b>          Jeter tout le matériel après utilisation dans une poubelle conventionnelle</p> <p><b>ATTENTION :</b>  <b>A utiliser de suite après préparation (dans les 15 min) !</b></p>	
<p>NB : si le patient peut boire au gobelet, lui faire boire la dose puis le volume de rinçage à même le gobelet</p>			