

Ecoflac flex rigide



dès 1^{er} mars 2018



Les solutés de perfusion de NaCl et de Glucose Bioren seront remplacés progressivement par les produits B. Braun.

- **Ecoflac flex rigide** peut être stocké debout.
- Deux ports plats avec film de protection doré.
- Compatible avec les tubulures utilisées aux HUG.
- **Ecoflac flex rigide** se collabe après utilisation.
- Non adapté à la perfusion sous pression:
↳ utiliser **Ecobag flex souple**.



Pour la manipulation de ces flex, veuillez vous référer au document: Flex de perfusion en annexe.