

## PROTHROMPLEX NF 600<sup>®</sup> Facteurs de coagulation IX, II, VII et X

600 UI = 20 mL (30 UI/mL)  
exprimé en activité du facteur IX  
(pce)  
Code art. 412661



## OCTAPLEX 500<sup>®</sup> Facteurs de coagulation IX, II, VII et X

500 UI = 20 mL (25 UI/mL)  
exprimé en activité du facteur IX  
(pce)  
Code art. 474523



Suite à une décision de la CO-COMED, le Prothromplex NF 600<sup>®</sup> sera remplacé par un autre concentré de complexe prothrombique (CCP) nommé Octaplex 500<sup>®</sup>

### Les avantages de l'Octaplex par rapport au Prothromplex NF 600 sont:

- Conservation à température ambiante
- Mode de préparation plus simple, employer le Med2Vial à disposition pour la reconstitution → consulter impérativement la notice pour la manipulation

A noter que la solution reconstituée d'Octaplex est légèrement bleue.