


CHANGEMENT de CIVAS

Phenylephrine HCl
ser 0,5 mg = 5 mL (0,1 mg/mL)
(pce)
code 424981




Concentration: **100** mcg/mL

Phenylephrine HCl
ser 0,5 mg = **10 mL** (0.05 mg/mL)
(1x10)
code 478509



Concentration: **50** mcg/mL



Distribution par boîte
de 10 seringues

Ces seringues prêtes-à-l'emploi contiennent la même dose mais n'ont pas la même concentration.

La seringue prête-à-l'emploi fabriquée «à façon» par Sintetica est remplacée par la Phenylephrine prête-à-l'emploi Labatec, enregistrée chez Swissmedic.